



Flocare® Infinity™+ Pompe d'alimentation entérale



Caractéristiques du produit

- Application goutte-à-goutte continue : 1-400 ml/h par paliers de 1 ml
- Présélection du volume : 1-400 ml par paliers de 1 ml
- Programme et vitesse de bolus à choix
HIGH (600 ml/h) et LOW (400 ml/h):
 - Quantité de bolus: 1-500 ml par paliers de 1 ml
 - Intervalle de bolus : 0 :30 – 12 :00 par palier de 0.30 h
- Petite taille : environ 140 x 95 x 35 mm et faible poids : environ 392 g
- Livraison avec fixation par vis



+ Bolusprogramm



Mode d'emploi

- Idéale pour une utilisation stationnaire ou mobile (accumulateur lithium-ion de longue durée : 24 h lors d'une vitesse de fonctionnement de 125 ml/h)
- Seulement pour une alimentation entérale
- Pour des patients nécessitant l'administration d'une alimentation/de liquide si possible lente, constante et sûre



Caractéristiques



Bénéfices

• Codification de couleur lilas pour une alimentation entérale	• Pas de risque de confusion > plus de sécurité pour vos patients
• Exactitude de l'administration : +/-5% • Fonctions d'alarme optique et acoustique complètes (par exemple : alarme d'air, d'occlusion et de batterie), 2 niveaux d'intensité sonore • Technologie moderne des capteurs	• Encore plus de sécurité pour le traitement
• Protection automatique contre l'emballement dans la tubulure associée	• Protection contre un « free flow » (débit incontrôlé du liquide entéral) > plus de sécurité pour le traitement
• Possibilité de connexion au dispositif d'appel de l'infirmière	• Sécurité pour les patients (les alarmes sont transmises à un système d'avertissement externe)
• Grand écran LCD convivial	• Le mode d'emploi livré est clair, bien lisible et il est utile pour le dépannage
• Sauvegarde duale conviviale	• Sauvegarde des données d'application et du volume administré aussi lorsque débranché
• Boutons de fonctions explicites	• Réglage simple > utilisation facile
• Clavier pouvant être complètement verrouillé	• Protection contre les manipulations
• Segment de la pompe pouvant être inséré que dans une direction	• Manipulation simple et sûre
• Remplissage de la tubulure par pression sur le bouton	• Une seule pression nécessaire sur le clavier > minimisation des erreurs > économie de temps



Flocare® Infinity™+ Pompe d'alimentation entérale



Nettoyage/entretien

- Nettoyage de la pompe (y compris de la zone du rotor et des capteurs) possible à l'eau courante
- Recommandation pour la désinfection : désinfectant rapide cliniquement autorisé (par exemple Antifect N) à base d'alcool
- Recommandation du fabricant : test fonctionnel tous les 24 mois



Handelsform

PH-Code	No d'article	Code EAN	Désignation	Conditionnement
5092917	35677	8712400856775	Pompe d'alimentation entérale Flocare® Infinity™+	1 p.